



LIBERA MELLSZÍVÓ

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS TARTSA MEG!

EZT A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓKAT, A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT, ÉS A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ TARTALMAZZA.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ! EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA. Gratulálunk ennek az elektromos szivattyúnak a megvásárlásához. Ez a termék egy egyedi tervezésű elektromos mellszívó,

amely a szivóerő különböző szintjeit szabályozza, és egyedülálló szeleppel rendelkezik finom szívással. A

Cangaroo elektromos mellszívó számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket az elfoglalt anyák szeretnek, és több okból is tökéletes:

•Az anyatej lefejtése és összegyűjtése, amikor távol van a babától. •A nagy mennyiségű anyatej okozta feszültség enyhítése a mellekben. Például amikor a baba táplálkozási szokásai megváltoznak, mert több szilárd anyagot kezdett enni. •A tejellátás fenntartása, ha átmenetileg abba kell hagynia a szoptatást. A Cangaroo elektromos mellszívó a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

1. Masszázs mód – 5 fokozat.
2. Szívási mód – 10 fokozat.
3. Kombinált üzemmódú masszázsszívással – 10 fokozatban.
4. Helyreállítási mód – 3 szint, rövid, fordított vagy lapos mellbimbókkal rendelkező nők számára.
5. Csendes motor diszkréciót biztosít.
6. Könnyű és könnyen hordozható.

I. JAVASLATOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK A TERMÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁHOZ

1. Ezt a terméket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.

2. Ezt a készüléket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalatlan és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve a megadott nekik a biztonságukért felelős személy felügyeletét vagy utasításait.

3. Figyelem! A mellszívó csak egy felhasználó általi ismételt használatra készült.

4. Figyelem! Gyermekek nem játszhatnak a kézi mellszívóval.

5. Figyelem! Az első használat előtt ellenőrizze a mellszívót, beleértve az adaptert is, nincs-e rajta sérülés. Ha ilyet talál, ne használja a terméket a hiba elhárításáig. Ne próbálja saját maga módosítani vagy javítani a terméket. Kérjen tanácsot egy hivatalos szerviztől vagy az értékesítési ügynöktől, akitől a kézi mellszívót vásárolta.

6. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket a gyártó nem hagyott jóvá, és ne végezzen semmilyen fejlesztést vagy változtatást a terméken, mert ez a termék meghibásodásához vagy a használó személy sérüléséhez vezethet.

7. Ne használjon olyan pótalkatrészeket, amelyek nem a gyártó vagy az importőr által szállított eredeti alkatrészek. Ilyen használat esetén a jótállási jegy érvénytelen lesz.

8. **FIGYELMEZTETÉS:** Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében kérjük: • Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben. • Ne helyezze vagy tárolja ezt a terméket olyan helyen, ahol leeshet, vagy kádba vagy mosogatóba lökhetik. • Ne tegye vagy ejtse vízbe vagy más folyadékba. • Ne nyúljon vízbe esett termék után. Azonnal húzza ki a fali konnektorból. • Soha ne használja a terméket, ha sérült adaptere vagy csatlakozója van, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha vízbe esett. • Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter feszültsége kompatibilis az áramforrással. • Csak a készletben található hálózati adaptert használja. Ha az adapter megsérül, forduljon a gyártóhoz vagy az értékesítési ügynökhöz, akitől a terméket vásárolta. • A terméket nem szabad felügyelet nélkül hagyni, amikor az elektromos fali aljzatba van csatlakoztatva. A szivattyú használata közben ne közelítsen magas hőmérsékletre vagy tűzforráshoz.

9. Ne használja terhes állapotban, mert ez stimulálhatja a születési folyamatot.

10. Soha ne használja, ha álmos vagy fáradt.

11. Ne hagyja el, és ne tartsa túl magas szobahőmérsékletű vagy közvetlen napfénynek kitett helyen.

12. Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket, és ne tegyen más tárgyakat vagy folyadékokat a nyílásába vagy a cumisüvegbe.

13. Ha Ön hepatitis A-val, hepatitis B-vel vagy HIV-vel (humán immunhiány vírus) fertőzött, a anyatej pumpálása nem csökkenti vagy megszünteti annak kockázatát, hogy a vírust anyatejével továbbítsák a babának.

14. Vákuum alatt ne próbálja meg eltávolítani a pumpa testét a melléről. Kapcsolja ki a készüléket, és ujjával törje meg a tömítést a mell és a szilikon betét között, majd vegye ki a pumpát a mellből.

15. Minden használat után mossa le, öblítse le és sterilizálja a mellszívó összes részét. Ne tisztítsa a mellszívó részét erős tisztítószerrel – alkohol alapú, például fehéritőt tartalmazó vagy sűrűlő hatású részekkel.

16. Soha ne mossa és sterilizálja a termék elektromos részeit – a szivattyú motorját és a hálózati adaptert, hogy ne okozzon maradandó károsodást a termékben.

17. **FIGYELEM!** Ez a termék személyes használatra készült, és nem alkalmas más anyák használatára.

18. A készletben található anyatejes palack a mellszívó szerves része. A termékhez csak ezt az üveget használja, és csak a pumpával gyűjtött anyatejhez.

II. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ÉS AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ HASZNÁLATA VEZÉRLŐPANEL

PD ábra: MU – Szivattyúmotor (mechanizmus) – 1 db; V – Szilikon szelep – 2 db; C – Tejtartó fedele – 1 db; B – Tejtartály (180 ml/ 6.00 oz) – 1 db; MP – Masszázs betét – 1 db; P – Szilikon dugattyú – 1 db; A – Melltartó állító – 1 szett (bal és jobb); 22mm F – 22 mm Szilikon betét – 1 db; 18mm F – 18 mm Szilikon betét – 1 db; L – Tejtartály fedele – 1 db. P ábra – BE/KI/M: BE/KI/ ÜZEMMÓD gomb; L-: Szint lefelé; T: Helyreállítási mód; S: Szívó üzemmód; M: Masszázs mód; B: Az akkumulátor töltöttségi szintje; L: Szintjelző; L+: Szint feljebb;

III. JELLEMZŐK	
típus	Paraméterek
Akkumulátor-kapacitás	3,7 V - 1300 mAh
Névleges bemeneti feszültség	5V
Névleges bemeneti áram	1A
Munkaerő	5W
Töltési idő	120 perc
Használati idő	150 perc
Kijelző	<small>VEZETŐ</small>
Az ellenőrzés módja	Gombok
típus	Paraméterek
A palack kupakjának gyártásához használt anyag	PP
A szelep és a dugattyú gyártásához használt anyag	Szilikon
A tejtartály gyártásához használt anyag, masszázspárna	PCTG

IV. AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

EZEK AZ UTASÍTÁSOK FONTOS INFORMÁCIÓKAT, IRÁNYMUTATÁSOKAT ÉS AJÁNLÁSOKAT TARTALMAZNAK A TERMÉKRE ÉS BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA.



1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

2. A mellszívó beépített 3,7V/1300 mAh akkumulátorral van ellátva.

3. Töltés: -Csatlakoztassa az adaptert a pumpáló mechanizmus töltőaljzatához. -Dugja be a dugót otthoni hálózati aljzatába. Javasoljuk, hogy a következő használat előtt hagyja teljesen feltölteni a mellszívót, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.

4. Csak a mellszívóhoz mellékelt töltőt használja. Ne használjon más termékek töltőt.

5. Időben tölts fel az akkumulátort. Töltsd fel, amint az akkumulátorjelző 1 sávot mutat, vagy a jelző villogni kezd.

6. Töltés közben az akkumulátor jelzőfénye villogni kezd. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény abbahagyja a villogást.

7. Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, tölts fel teljesen az akkumulátort, mielőtt elrakná. Ezután tölts fel az akkumulátort legalább havonta egyszer, hogy meghosszabbítsa az élettartamát.

8. Ha az akkumulátor megsérült vagy már nem tölthető, ne próbálja meg egyedül feljuttatni a terméket. Tanácsadásért és javításért lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta, vagy az importőrrel/forgalmazóval.

9. Az akkumulátor újrahasznosítható. Ha a termék megsérült és tovább nem használható, vigye el az elektronikai hulladékok, akkumulátorok, töltők hivatalos gyűjtőhelyére. NE dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt. Kövesse az országában érvényes szabályokat az elektromos és elektronikus termékek, valamint az újratölthető akkumulátorok elkülönített gyűjtésére vonatkozóan. Az ilyen típusú hulladékok csak az arra kijelölt helyre dobja. Ez fontos és jelentős hozzájárulást tesz a környezetvédelemhez, valamint az akkumulátorokban található anyagok környezetre és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásainak csökkentésére.

V. AZ ELEKTROMOS MELLSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

FIGYELEM! SOHA NE STERILIZÁLJON, TISZTÍTSA VÍZZEL, VAGY NE MERÍTSD VÍZBE A SZIVATTYÚ MECHANIZMUSÁT ÉS A TÖLTŐT!

Kövesse a termék összeszerelési ábráit a megfelelő összeszerelés érdekében.

1. 1. lépés (1. ábra): Rögzítse a dugattyút a masszázspárna felső részéhez. A dugattyú végeinek szorosan illeszkedniük kell a masszázspárna végeihez. A dugattyú alakjának tökéletesen illeszkednie kell a masszázspárna formájához.

2. 2. lépés (2. ábra): Rögzítse a szilikon szelepet a tejtartály kupakjához (C). Győződjön meg arról, hogy a megfelelő helyzetben van rögzítve, és a szelep nyílása illeszkedik a tartály kupakjának támaszpontjához. Fontos! Ha a szelep laza vagy nincs megfelelően rögzítve, nehézség lesz vákuumot létrehozni.

3. 3. lépés (3. ábra): Rögzítse a kupakot (C) a tejtartályhoz, és csavarja az óramutató járásával megegyező irányba. A kupakon lévő nyílknak egy vonalban kell lennie a tejtartályon lévő jelzéssel.

4. 4. lépés (4. ábra): Csatlakoztassa a dugattyút a pumpáló mechanizmushoz. Ügyeljen arra, hogy teljesen szorosan illeszkedjenek egymáshoz. Ezután rögzítse a tejtartályt a szivattyúzó mechanizmus alsó részéhez. Szorosan illeszkedniük kell egymáshoz, és ne legyen közöttük hely.

